



ESU Analyzer Compatibility List

ESU-2050 ESU-2050P ESU-2300 ESU-2350 ESU-2400 ESU-2400H

CONMED

Hyfrecator 2000	X	X	X	X	X	X
System 2450		X			X	X
System 5000		X			X	X

Ellman

Accusect		X			X	X
Pelleve		X			X	X

Erbe

Vio 300D						X
----------	--	--	--	--	--	---

KLS Martin

maXium						X
--------	--	--	--	--	--	---

Macan

Radiosurge						X
------------	--	--	--	--	--	---

Medtronic

Valleylab Force FX-C	X	X	X	X	X	X
Valleylab FX8	X	X		X	X	X
Valleylab Force Triad	X	X		X	X	X
Valleylab FT10	X	X		X	X	X

Olympus

ESG-100						X
ESG-400						X
ESG-400PK						X

Soring

MBC 610						X
---------	--	--	--	--	--	---

Sutter

Curis						X
-------	--	--	--	--	--	---